

ALYSSATECH

La bellezza in ogni suo dettaglio



ip

INFRAPRESS

ELETTROSAUNA E PRESSOMASSAGGIO



MADE IN ITALY

Apparecchiatura studiata per il mercato dell'estetica professionale; svolge un'attività drenante riducendo il gonfiore e la tensione muscolare, migliora l'ossigenazione dei tessuti e previene la formazione degli inestetismi della cellulite.

COS'È IL PRESSOMASSAGGIO

Apparato fondamentale per il trattamento di tutti gli inestetismi correlati alla stasi veno-linfatica quali cellulite, gambe pesanti, ritenzione idrica, sovrappeso e rilassamento tessutale.

Svolge un'azione di compressione esterna degli arti, esercitando un'efficace azione di drenaggio coadiuvante al trattamento dei principali inestetismi del corpo causati da edemi e dalla ritenzione di liquidi che interessano addome, fianchi, gambe, caviglie e braccia eliminandone i gonfiori.

Allevia il senso di pesantezza agli arti restituendo una gradevole sensazione di leggerezza e favorendo il deflusso del circolo venoso e linfatico.

Attraverso la preimpostazione di parametri quali pressione, tempo di gonfiaggio/sgonfiaggio e durata del trattamento, il dispositivo agisce al fine di migliorare il circolo linfatico e favorire il drenaggio di liquidi e scorie. È dotato di 12 programmi (10 per gli arti inferiori e 2 opzionali per gli arti superiori) che variano in base alle combinazioni delle diverse pressioni, tempi e alternanza del gonfiaggio dei settori al fine di simulare diverse tipologie di massaggio. È possibile scegliere la tipologia di seduta maggiormente funzionale alle esigenze estetiche del cliente mirata, quindi, alla problematica in questione e all'inestetismo da correggere agendo in modo automatico per una rieducazione veno-linfatica e un drenaggio profondo.

Le indicazioni dei programmi sono controllabili direttamente sullo schermo tramite una scelta rapida e intelligente.

Infine, è possibile modificare le pressioni dei diversi settori durante il trattamento; la pressione non viene esercitata su tutta la superficie coperta dai segmenti ma avviene mediante una sequenza centripeta, che è quella fisiologica seguita dal sangue venoso e dalla linfa. Ogni trattamento può essere ottimizzato con l'applicazione complementare e con l'ausilio di specifici bendaggi e fanghi.

Grazie al gonfiaggio progressivo e alle camere d'aria interne sovrapposte, impedisce il ritorno veno-linfatico simulando il passaggio delle mani e garantendo un massaggio uniforme, mentre la chiusura "a velcro" consente una regolazione sugli arti anche in soggetti con statura e peso differenti.

Il comodo marsupio porta gambale (da posizionare sul lettino per contenere le parti gonfiabili quando l'apparecchiatura non è in funzione), permette di tenere sempre in ordine la corsetteria evitandone la manomissione.



Il kit dispone di gambali sovrapposti a "liscia di pesce" tramite i quali la spinta pressoria si sovrappone gradualmente senza lasciare interspazi durante il gonfiaggio, eliminando così il reflusso e migliorando la circolazione.

Le camere d'aria si gonfiano progressivamente o alternativamente a seconda del programma scelto, distribuendo la giusta pressione nei diversi settori del gambale e garantendo la massima sicurezza ed efficacia in ogni fase del trattamento.

IRRAGGIAMENTO INFRAROSSO

L'elettrosauna è un trattamento che fa uso dei raggi infrarossi. Gli infrarossi risultano invisibili all'occhio umano ma vengono percepiti come calore dal corpo (rappresentano circa il 50% della radiazione prodotta dal sole). Al contrario dei raggi UV, i raggi infrarossi non sono dannosi per gli organismi viventi.

GLI EFFETTI

Infrapress si avvale dei raggi infrarossi per sollecitare diverse risposte biologiche:

- Eliminazione delle tossine e dei liquidi in eccesso
- Rilassamento muscolare
- Riduzione generale dello stress corporeo
- Aumento dell'ossigenazione dei tessuti, con conseguente aumento del tono muscolare
- Stimolazione della vasodilatazione
- Riduzione delle adiposità localizzate

L'esposizione ai raggi infrarossi può inoltre stimolare la ricostruzione del tessuto connettivo collagene prevenendo l'accumulo di cellulite.

Ogni trattamento può essere ottimizzato con l'applicazione complementare e con l'ausilio di specifici bendaggi e fanghi.



Schermate operative semplici e intuitive.

AZIONI PRESSOMASSAGGIO + ELETTROSAUNA

- 1 RIDUZIONE DEGLI INESTETISMI DELLA CELLULITE
- 2 RIDUZIONE ACCUMULI ADIPOSI LOCALIZZATI E DIFFUSI SU GAMBE, GLUTEI E ADDOME
- 3 RIDUZIONE EDEMI E LINFEDEMI
- 4 MIGLIORAMENTO DEL MICRO-CIRCOLO PERIFERICO
- 5 DEFATICAMENTO DELLE GAMBE



DATI DI TARGA		CARATTERISTICHE
Produttore	ATREX S.r.l. - ITALY	• Monitor touch screen • Controllo della pressione esercitata tramite trasduttore di pressione • Calibrazione della pressione residua per una misurazione precisa • Pompa pneumatica a membrana (massima silenziosità) • Controllo temperatura dei singoli canali tramite sonda di temperatura
Modello	P+I01	
Alimentazione	230VAC 50/60Hz +/-10%	
Potenza assorbita	400VA	
Fusibili esterni	n°2 da 3A + n°2 da 5A	
Classificazione	Tipo BF	
Pressione massima esercitata	150mbar	
Potenza di uscita	90W max per canale	
CONDIZIONI DI LAVORO AMBIENTALI		
Limiti di temperatura	-5°C / +40°C	Umidità fino al 50% a 40°C
Temperatura consigliata	+10°C / +35°C	Altitudine 2000 m s.l.m.

CERTIFICAZIONI

- Decreto n° 206 del 28 dicembre 2015 scheda n°13, identificazione degli apparecchi per uso estetico.
- Decreto n° 206 del 28 dicembre 2015 scheda n°18, identificazione degli apparecchi per uso estetico.
- Norma CEI EN 60335-1 - Class. CEI 61-150 - CT 59/61 - Fascicolo 12948 - Anno 2013- Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 1: Norme generali.
- Norma CEI EN 60335-2-17 - Class. CEI 61-216 - CT 59/61 - Fascicolo 7160 - Anno 2003 - Edizione Seconda - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per coperte, termofores ed apparecchi similari flessibili riscaldanti + VARIANTI: CEI EN 60335-2-17/A1 - Class. CEI 61-216;V1 - CT 59/61 - Fascicolo 8694 - Anno 2007 - CEI EN 60335-2-17/A2 - Class. CEI 61-216;V2 - CT 59/61 - Fascicolo 10037 - Anno 2009.
- Norma CEI EN 60335-2-27 - Class. CEI 61-184 - CT 59/61 - Fascicolo 7753 - Anno 2005 - Edizione Quarta - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi + VARIANTI: CEI EN 60335-2-27/A1 - Class. CEI 61-184;V1 - CT 59/61 - Fascicolo 9710 - Anno 2009 - CEI EN 60335-2-27/A2 - Class. CEI 61-184;V2 - CT 59/61 - Fascicolo 9711 - Anno 2009.
- Norma CEI EN 60601-1 - Class. CEI 62-5 - CT 62 - Fascicolo 8858 Anno 2007 - Edizione Terza + Corr IEC 2007 + IS IEC 2008 "Apparecchi elettromedicali - Parte 1: Prescrizioni generali relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali" + CEI EN 60601-1/EC:2010 - Fascicolo 10435 Anno 2010.
- Norma CEI EN 60335-2-32 - Class. CEI 61-163 - CT 59/61 - Fascicolo 7782 E - Anno 2005 - Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per apparecchi per massaggio + VARIANTE: CEI EN 60335-2-32/A1 - Class. CEI 61-163;V1 - CT 59/61 - Fascicolo 10240 E - Anno 2010 e relative varianti.



ATREX S.R.L.

Via Giovanni Paolo II, 10 - 27029 VIGEVANO (PV) ITALY

Tel. (+39) 0381.692339 - Fax (+39) 0381.695967 - info@atrexsrl.it - www.alyssatech.it



FAPIB
1972
Associazione Nazionale
Produttori e Fornitori
di Tecnologia per la
Medicina e il Benessere