


ALYSSATECH
la bellezza in ogni suo dettaglio

SKIN LIVE

Sistema per la veicolazione
intradermica non invasiva a campo
elettromagnetico.



La veicolazione non invasiva

Il metodo di veicolazione SKINLIVE si distingue dagli altri metodi analoghi per la sua **non invasività**. SKINLIVE non fa uso di correnti che penetrano il derma ma di un unico campo elettromagnetico che spinge il principio attivo nel tessuto fino a fargli raggiungere con precisione il sito di origine dell'inestetismo. Per la natura del suo funzionamento, **SKINLIVE è sicuro e fisiologicamente naturale rispetto agli altri metodi di veicolazione intradermica.**

La nuova tecnologia è stata ideata dal team R&D di Atrex, azienda italiana da cui nasce il brand Alyssatech che vanta 15 anni di esperienza nella progettazione e produzione di dispositivi estetici.

I benefici di SKINLIVE

Per effetto della repulsione causata dal campo elettromagnetico, i liquidi extracellulari vengono indotti a spostarsi rispetto al sito di applicazione del campo.

La movimentazione dei liquidi extracellulari agevola il riassorbimento degli edemi, dei gonfiori, l'eliminazione delle scorie e stimola la circolazione linfatica ed i fenomeni ad essa collegati.

L'azione sui liquidi intracellulari è quella di catalisi delle reazioni chimiche, cioè quella di favorire e di accelerare le reazioni chimiche cellulari alla base della vita.

Il campo elettro-magnetico generato da SKINLIVE, infatti, agisce sui liquidi intracellulari confinati all'interno della membrana cellulare, incrementando la loro mobilità. L'aumento dell'agitazione molecolare incentiva l'attività biochimica delle cellule ed i meccanismi metabolici mitocondriali e lisosomiali; **ne consegue una benefica accelerazione di tutte le attività energetiche cellulari: scambi ionici, eliminazione delle scorie, respirazione cellulare.**

www.alyssatech.it

Tel. **+39.0381.692339** | info@alyssatech.it | IG: @alyssatechestetica

Azioni di SKINLIVE

- ◆ Reidratazione dei tessuti
- ◆ Aumento dell'elasticità dei tessuti
- ◆ Alcalinizzazione con ripristino del terreno fisiologico
- ◆ Ripristino corretto metabolismo intra/extra cellulare
- ◆ Riduzione dei radicali liberi
- ◆ Drenaggio linfatico con disintossicazione, ossigenazione e rigenerazione dei tessuti
- ◆ Trasporto di nutrienti e metaboliti

www.alyssatech.it

Tel. +39.0381.692339 | info@alyssatech.it | IG: @alyssatechestetica



I Manipoli


Il campo elettromagnetico generato dal manipolo viso e dal manipolo corpo hanno una profondità (regolabile) di alcuni centimetri; la testina sposta le cariche all'interno del tessuto senza l'ausilio di correnti esterne. Nessuna corrente elettrica viene generata dal manipolo e spinta ad attraversare il tessuto.



Motivo per il quale il dispositivo risulta essere **meno invasivo in confronto ad altre tecnologie di veicolazione**

Durante il trattamento, la percezione avvertita sulla pelle è di piacevole tepore ed è accompagnata da una sensazione paragonabile ad un trattamento manuale.

SKINLIVE unisce l'efficacia di un trattamento strumentale con il piacere di un trattamento manuale.



www.alyssatech.it

Tel. **+39.0381.692339** | info@alyssatech.it | IG: @alyssatechestetica

reSKIN

reSKIN è una linea di prodotti innovativa viso/corpo ideata per l'utilizzo con SKINLIVE. Con questa combinazione si ottengono risultati efficaci, duraturi ed evidenti già dalle prime sedute. I principi attivi, i cui benefici sono fortemente intensificati dall'utilizzo con SKINLIVE, sono stati accuratamente selezionati per ottenere i seguenti effetti:

SUL VISO

Antirughe
Liftante
Antiossidante

SUL CORPO

Tonificante
Rinvigorente
Detossinante



www.alyssatech.it

Tel. +39.0381.692339 | info@alyssatech.it | IG: @alyssatechestetica

Dietro la tecnologia

Alla base del metodo SKINLIVE si pone il principio della forza di Lorentz, secondo cui una carica elettrica, se immersa in un campo elettromagnetico variabile, si sposta nello spazio. Infatti, alcuni tipi di materia rispondono alla presenza di un campo elettromagnetico esterno opponendosi a quest'ultimo. L'intensità calibrata dei campi magnetici e le frequenze di modulazione biocompatibili inducono una serie di effetti positivi sia sulla matrice extra cellulare che sui liquidi intra cellulari.

Dati tecnici

DATI DI TARGA		CARATTERISTICHE	
Produttore	ATREX S.r.l. - ITALY	<ul style="list-style-type: none"> • Touch screen • Generatore digitale di frequenza 	
Modello	SKL		
Alimentazione	esterna		
Classe	Type BF		
Frequenza di lavoro	457KHz sinusoidal		
		CONDIZIONI DI LAVORO AMBIENTALI	
		Intervallo di temperatura	-5°C / +40°C
		Temperatura ideale di lavoro	+10°C / +35°C
		Umidità	fino al 50% a 40°C
		Altitudine	2000 m s.l.m.
Manipolo viso / Manipolo corpo			

CERTIFICAZIONI

- CEI EN 60601-1 Apparecchi elettromedicali, prescrizioni generali relative alla sicurezza fondamentale.
- CEI 62-39 Apparecchi elettrici per uso estetico.
- 2006/95/CE Direttiva bassa tensione.
- 2004/108/CE Direttiva compatibilità elettro-magnetica .
- EN 61000-6-1 Normativa EMC.
- EBN 61000-6-3 Normativa EMC.

www.alyssatech.it

Tel. **+39.0381.692339** | info@alyssatech.it | IG: @alyssatechestetica